

**Accessoires en oefenproducten
voor de AED Plus®**

ZOLL®



Elektroden



CPR-D-padz®

Deze revolutionaire elektrode uit één stuk voor volwassenen garandeert een snelle en nauwkeurige plaatsing. Vervolgens detecteert de elektrode de diepte en het tempo van de borstcompressies en stuurt die informatie door naar de ZOLL AED Plus®. Van alle wegwerpelektroden kan de CPR-D-padz-elektrode, met een houdbaarheid van vijf jaar, het langst worden bewaard.

Onderdeelnummer 8900-0800-01

Pedi-padz® II

Het intelligente algoritme voor het behandelen van kinderen dat ZOLL heeft ontwikkeld, is in de AED Plus ingebouwd. Pedi-padz II-elektroden zijn bestemd voor patiënten jonger dan 8 jaar of onder 25 kg (55 lbs). De AED detecteert wanneer er elektroden voor kinderen zijn aangesloten, en schakelt dan over van een ECG-analysealgoritme voor volwassenen op een algoritme voor kinderen. De Pedi-padz II-elektroden kunnen twee jaar worden bewaard.

Onderdeelnummer 8900-0810-01

Accessoires

Alles wat u nodig hebt om te zorgen dat uw AED Plus altijd toegankelijk en gebruiksklaar blijft.



Zwarte draagtas voor de AED Plus

Met vakken om een extra set elektroden en een pak batterijen op te bergen.

Onderdeel 8000-0802-01

Politiedraagtas voor de AED Plus

Zwarte draagtas met 'Police' op de voorkant.

Onderdeel 8000-0806-01



Lithiumbatterijen type 123

(pak met 10 batterijen)

Onderdeel 8000-0807-01



Grote Pelican-koffer

Met ruimte voor de AED Plus, CPR-D-padz, Pedi-padz II en een pak met 10 batterijen.

48,3 cm x 39,1 cm x 19,3 cm
(19 inch x 15,4 inch x 7,6 inch)

IP67-gecertificeerd. Voldoet aan de Amerikaanse norm Military Standard C-4150J.

Onderdeel 8000-0837-01



Kleine Pelican-koffer

Met alleen ruimte voor de AED Plus.

40,6 cm x 33 cm x 17,5 cm
(16 inch x 13 inch x 6,9 inch)

Onderdeel 8000-0836-01

Oefenmaterialen



AED Plus Trainer2

Met de AED Plus Trainer2 kunnen studenten ervaren wat het betekent om met de AED Plus een leven te redden. U kunt kiezen uit vier verschillende vaste reddingsscenario's, of u kunt de gehele reddingsactie zelf handmatig sturen. Met de draadloze afstandsbediening kunt u meerdere AED Plus Trainer2-apparaten besturen. Batterijen, draadloze afstandsbediening en oefenelektroden zijn inbegrepen.

Onderdeelnummer 8008-0050-01



AED Plus-demokit

Met de AED Plus-demokit kunt u laten zien hoe Real CPR Help® met een klinische AED Plus werkt. De demokit wordt geleverd met een CPR-D-demo-elektrodekussen en een demopop in een grote draagtas. (Klinische AED Plus en simulator zijn niet inbegrepen.)

Onderdeelnummer 8000-0834-01

AED Plus-simulator

Simuleert het hartritme bij AED Plus-demonstraties met het klinische apparaat.



Onderdeelnummer 8000-0819-01

Accessoires

Alles wat u nodig hebt voor de simulatie van een reddingsactie met de AED Plus.



CPR-D-padz-oefenelektrode
Onderdeelnummer 8900-0804-01



Reserveverpakkingen kleefgel voor de CPR-D-padz-oefenelektrode
Onderdeelnummer 8900-0803-01



Stat-padz® II-oefenelektroden (doos van 6 stuks)
Voor gebruik met de AED Plus Trainer2.
Onderdeelnummer 8900-0805-01



Pedi-padz II-oefenelektroden (doos van 6 stuks)
Voor gebruik met de AED Plus Trainer2.
Onderdeelnummer 8900-000861-01



Draagtas voor de AED Plus Trainer
Met vak voor het opbergen van een extra set oefenelektroden.
Onderdeelnummer 8000-0375-01



Draadloze reserveafstandsbediening voor de AED Plus Trainer2
Onderdeelnummer 8008-0007



Demopop
Onderdeelnummer 8000-0835-01



Meeneemoefenapparaat
Demonstratietool uit één stuk voor de klinische AED Plus.
Onderdeelnummer 8008-0006-01



CPR-D-demo-elektrodekussens
Demonstratie-elektrode voor gebruik met de klinische AED Plus.
Onderdeelnummer 8900-5007

Kasten



22,9 cm (9 inch) diepe standaardwandkast

Het is essentieel dat uw AED Plus goed zichtbaar is, zodat het apparaat in noodgevallen gemakkelijk kan worden gevonden. De 22,9 cm (9 inch) diepe wandkast met alarm biedt plaats aan de AED Plus (in een draagtas) en een extra set elektroden.

Onderdeelnummer 8000-0855



17,8 cm (7 inch) diepe standaardwandkast

De 17,8 cm (7 inch) diepe wandkast met alarm biedt plaats aan de AED Plus (op een montagebeugel zonder de draagtas) en één set reserve-elektroden.

Onderdeelnummer 8000-0817

Accessoires

Alles wat u nodig hebt om te zorgen dat uw AED Plus altijd toegankelijk en gebruiksklaar blijft.



Half ingebouwde wandkast

Wandkast met alarm biedt plaats aan een AED Plus (op een montagebeugel zonder de draagtas) en één set reserve-elektroden.

43,9 cm x 43,9 cm x 8,9 cm
(17,3 inch x 17,3 inch x 3,5 inch)

Onderdeelnummer 8000-0814



Volledig ingebouwde wandkast

AED-wandkast met alarm biedt plaats aan een AED Plus (op een montagebeugel zonder de draagtas) en één set reserve-elektroden.

43,9 cm x 43,9 cm x 3,8 cm
(17,3 inch x 17,3 inch x 1,5 inch)

Onderdeelnummer 8000-0811



Montagebeugel

Voor wandmontage van de AED Plus zonder de draagtas.

Onderdeelnummer 8000-0809



Pakket met AED-borden

Bevat een 3D-wandbord en een wandbord van 21,6 cm x 28,0 cm (8,5 inch x 11 inch).

Onderdeelnummer 8000-0825



ZOLL Medical Corporation, een bedrijf van de Asahi Kasei Group, ontwikkelt en brengt medische apparatuur en softwareoplossingen op de markt die toonaangevend zijn op het gebied van geavanceerde reanimatie en het redden van levens. Tegelijk wordt de klinische en operationele efficiëntie van de oplossingen verhoogd. Met producten voor defibrillatie en monitoring, circulatie- en reanimatiefeedback, gegevensbeheer, vochttoeslag en therapeutisch temperatuurbeheer verschaft ZOLL een allesomvattende reeks technologieën die klinici, hulpverleners, brandweerlui en onervaren gebruikers in staat stellen om slachtoffers die reanimatie en kritieke zorg nodig hebben, te helpen. Ga naar www.zoll.com voor meer informatie.

De Asahi Kasei Group is een gediversifieerde bedrijvengroep onder de leiding van de holding Asahi Kasei Corp., met activiteiten in de bedrijfssectoren voor chemische stoffen en vezels, woningen en bouwmaterialen, elektronica en gezondheidszorg. De activiteiten in de gezondheidszorg omvatten apparatuur en systemen voor kritieke zorg, dialyse, therapeutische aferese en transfusie, maar ook biotherapeutische en farmaceutische producten, diagnostische reagentia en voedingsproducten. Met meer dan 25 000 medewerkers wereldwijd verleent de Asahi Kasei Group diensten aan afnemers in meer dan 100 landen. Neem een kijkje op www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/ voor meer informatie.

**ADVANCING
RESUSCITATION.
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011
www.zoll.com

Zie www.zoll.com/contacts voor adressen en faxnummers van dochterondernemingen en andere vestigingen in de wereld.